



Omnifit的一系列接头套装使得和管子接口容易快速。

- 惰性接头和器件
- Omnifit平底接头的压力可达1000psi (68bar)
- 适合外径为1/16"和1/8" 管子

## 管子接头套装

这些器件可以做10个平底接头端，可以连接成5对连接对子来保证最简单的直流通路，每个套管接头两端都有2个平底接头端，套管材料可以是聚丙烯和Tefzel材料。可以选择接外径1/16"管子或者1/8"的一套套装。

## 常用套装

Omnifit接头提供了广泛的选择范围给您以适合各种不同的接管。每个套装都有足够的Omnifit平底接头端，套管和PTFE管子，能使您组合20套。同时还有10个双通接头管，公螺纹和母螺纹的Luer旋入式接头各一个，以及1个三通'T'型接头。您可以选择外径为1/16"管子的一套或者适合1/8"管子的一套。

## 实验室接头套装

全面的一套装置可以保证各种不同型号管子之间的转接，提供分流，流路分配的效果。可接管子外径到11 mm。

## 平底接头套

平底接头袋包括2个平底接头帽，2个PTFE接头，1个Tefzel.套管和一圈1/8"外径的PTFE管子

## 订购信息

### 管子接头套装

1/16" 或1/8" 聚丙烯管连接套装  
型号2003和2013

包括：

- 10 x 聚丙烯管接头端，(2110, 2210)
- 5 x 2-通聚丙烯套管(2301)
- 10 x PTFE平底接头(2310, 2312)



2003



2013

1/16" 或1/8" Tefzel管连接套装  
型号2004和2014

包括：

- 10 x Tefzel管接头端(2130, 2230)
- 5 x 2-通Tefzel套管(2302)
- 10 x PTFE平底接头(2310, 2312)



2004



2014

### 常用套装

1/16" 常用套装  
型号2002

包括：

- 20 x 管接头端(2110)
- 10 x 2-通套管(2301)
- 1 x 母螺纹管接头(2502)
- 1 x 3-通 'T' 型接头(2401)
- 20 x 平底接头(2310)
- 1 x 公螺纹管接头(2502)
- 2 x 塞子(2320)
- 20m x 1/16" 外径PTFE管子(008T16-080-20)



2002

1/8" 常用套装  
型号2012

包括：

- 20 x 管接头端(2210)
- 10 x 2-通套管(2301)
- 1 x 母螺纹管接头(2502)
- 1 x 3-通 'T' 型接头(1010)
- 20 x 平底接头(2312)
- 1 x 公螺纹管接头(2502)
- 2 x 塞子(2320)
- 20m x 1/8" 外径PTFE管子(008T32-150-20)



2012

### 实验室接头套装

型号2015

包括：

- 2 x 2-通接头(1001)
- 1 x 万能接头(1008)
- 1 x 2-通 'T' 阀(1109)
- 10 x 1/16" 管接头端(2110)
- 10 x 1/16" 平底接头(2310)
- 1 x 3-通 'T' 型接头(1010)
- 1 x 分流阀(1118)
- 2 x 2-通套管(2301)
- 20m x 1/16" 外径/0.8mm 内径PTFE管子(008T16-080-20)



2015

### 平底接头套

1/8" 平底接头套  
型号2011

包括：

- 2 x 管接头端
- 2 x 平底接头
- 1 x 2-通套管
- 2m x 1/8" 外径/1.5mm 内径 PTFE管子



2011

\* 单个卖颜色和数量会有所不同。

Trademarks:

Teflon<sup>®</sup> is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company

www.beionmed.com(中文下载服务)  
sales@beionmed.com

Rev. 0205