

聚丙烯接头，软管配件

(Polypropylene Connectors and Fittings for Soft Tubing)

- 使用简单方便，即插式
- 防滑卡边，不泄漏
- 抗腐蚀性广泛
- 可高温消毒



T型管，适用于内径为 1mm 的管件

型号：T-01P



Y型管，适用于内径为 1.6mm (1/16") 管件

型号：Y-02P



Y型管，内径为 3.17mm 管件

型号：Y-05P



一型管，适用于内径为 1.6mm(1/16") 管件

型号：S-02P



一型管，适用于内径为 3.17mm(1/8") 管件

型号：S-05P

其它式样请参见夹管阀页面或电话咨询。