



### 成套的管接头使用方便、无漏

- 缩短了购买、集装和库存管理周期
- 由S或P型垫圈、密封袋和玻璃填充的聚丙烯接头组成
- 抗化学腐蚀的 PTFE, PEEK™ 或 Tefzel® 垫圈材料
- PTFE 管子，任意长度可选
- 彩色接头，辨认方便
- 铅锤工具箱可提供松散的或捆扎网包式安装

### 单个管连接

单个管连接是由 Omni-Lok™ 接头连接系统和外径为 1/16" 和 1/8" 的PTFE管子组成。此管连接是组装的，用户可以根据需求切割管子的长度，可以是一端或两端。连接套管有8种颜色，用户可清晰辨认。

### 网包式管连接

多重的单个管接头用一个聚酯的网套捆包住，这样便能形成一个整齐的套装。此组合无需工具处理不工作的散装管。被捆好的管接头可以连接任何的彩色组合连接帽、PTFE管和Omni-Lok™ 的垫圈。

### Omni-Lok连接系统

Omni-Lok™ 连接系统是由一个固定的PTFE, PEEK™ 或 Tefzel® 垫圈和一个密封袋以及玻璃填充的聚丙烯接头构成。此系统适合用在外径为1/16" 和 1/8" 硬管上，欲了解更多信息请看Omni-Lok™ 连接系统的小册子。

## 订购信息

### 单个管连接

用以下图表来说明单个管连接，从每个规格中选择一个型号。如果第二个接头不用，那么末端的2个指定的接彩色接头或 Omni-Lok™ 垫圈留空。



例如：

我们选取一个PEEK材料的管子，Omni-Lok™ S型垫圈和一个末端1为蓝色的连接帽，外径为1/16" x 内径为0.8mm x 1000mm长的PTFE管，以及末端2的带有一个红色的PTFE连接帽、Omni-Lok™ P型垫圈。

008	K	U	X	1000	R	P
套管类： 008 套管	Omni-Lok™末端1的垫圈材料： P PTFE, P型 K PEEK™, S型 F Tefzel®, S型	末端1的套管颜色： B 黑 U 蓝 A 灰 G 绿 N 橙 R 红 H 白 Y 黄	PTFE管大小： 外径 内径 W 1/16" x 0.5mm X 1/16" x 0.8mm (1/32") Y 1/16" x 1.0mm Z 1/8" x 1.5mm	PTFE管长度： 进入的长度10mm	末端2的套管颜色： B 黑 U 蓝 A 灰 G 绿 N 橙 R 红 H 白 Y 黄  如果端口2不使用，这里请留空	Omni-Lok™末端2的垫圈材料： P PTFE, P型 K PEEK™, S型 F Tefzel®, S型  如果端口2不使用，这里请留空



### 网包式管连接

如果需要多重的连接管，我们可提供捆绑的聚酯网套或散装的。不管你是订购散装的还是组装的，请按上诉的方法列出你所需的单个管连接的型号清单。

其它的组装可以提供：

- 不同的管材料和大小
- 不同的接头材料和螺纹

www.beionmed.com(提供中文下载服务)  
sales@beionmed.com